



INTRODUZIONE:

Le informazioni e le istruzioni contenute in questo libretto sono valide per il seguente marchio:

● CONTACTA DAILY SILICONE HYDROGEL SI-HY

Le lenti a contatto morbide sono lenti ad uso giornaliero che devono essere sostituite frequentemente. Si differenziano dalle lenti a contatto rigide perché sono più morbide e flessibili.

Proprietà della lente:

Materiale	Contenuto acqua	Curva base (BC)	Diametro (DIA)	Blocco UV	Frequenza
ofilcon B	47%	8.0 to 9.2mm	13.0 to 15.0mm	Classe II	Giornaliera

Parametri della lente:

CONTACTA DAILY SILICONE HYDROGEL SI-HY	Il colore azzurro rende la lente più visibile. Le lenti a contatto morbide con blocco UV possono bloccare leggermente i raggi UV, ma non possono proteggere gli occhi allo stesso modo di un dispositivo di protezione dai raggi UV.
--	--

Diottrie:

Du +2,5D a -6,00D (in intervalli da 0,25D)

Du +0,50D a -12,00D (in intervalli da 0,50D)

Du +0,25D a +6,00D (in intervalli da 0,25D)

Du +6,50D a +8,00D (in intervalli da 0,50D)

Gettare la lente se danneggiata o se si raggiunge il tempo di utilizzo prescritto dal proprio oculista o ottico.

Le informazioni e le istruzioni sono applicabili solo alle lenti a contatto morbide **ad uso giornaliero**. Per la salute dei vostri occhi, è importante indossare le lenti come prescritto dallo specialista. È inoltre importante che lo specialista sia al corrente della vostra storia clinica. Lo specialista saprà creare un programma di correzione personalizzato e completo in base alle vostre esigenze specifiche.

Esaminerà con il paziente tutte le istruzioni per un uso corretto delle lenti. La sicurezza e l'efficacia delle lenti a contatto dipendono dall'uso corretto.

RESTRIZIONI E INDICAZIONI PER L'USO:

La lente a contatto CONTACTA DAILY SILICONE HYDROGEL SI-HY è indicata come lente a contatto morbida monouso e a uso giornaliero per la correzione dell'anopia refrattiva (miopia e ipermetropia) in persone faciche o afaciche senza patologie oculari che presentano un astigmatismo refrattivo di 1,00D o inferiore, laddove l'astigmatismo non interferisce con l'acuità visiva.

CONTRINDICAZIONI (PER CUI SI CONSIGLIA L'UTILIZZO):

NON UTILIZZARE le lenti a contatto morbide ad uso giornaliero in presenza di una delle seguenti condizioni:

- Qualsiasi malattia, lesione o anomalia oculare che interessi la cornea, la congiuntiva o le palpebre.
- Grave insufficienza della secrezione lacrimale (sechezza oculare)
- Ipoestesia corneale (ridotta sensibilità corneale), se non afficaci
- Qualsiasi malattia sistemica che possa influenzare l'occhio o essere esacerbata dall'uso di lenti a contatto
- Reazioni allergiche della superficie oculare o degli annessi che possono essere indotte o esacerbate dall'uso di lenti a contatto o dall'uso di soluzioni per lenti a contatto.
- Allergici qualsiasi ingrediente, come il mercurio o il Thimerosal, presente in una soluzione utilizzata la manutenzione delle lenti a contatto morbide **ad uso giornaliero**.
- Qualsiasi infezione corneale attiva (batterica, fungina o virale)
- Se l'occhio arrossisce o è irritato

AVVERTENZE

LA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE INDICAZIONI D'USO RACCOMANDATE PUÒ PROVOCARE UN'INFEZIONE CON POSSIBILI DANNI PERMANENTI ALLA VISTA.

I PROBLEMI CON LE LENTI A CONTATTO POSSONO CAUSARE GRAVI LESIONI ALL'OCCHIO.

È ESSENZIALE SEGUIRE LE INDICAZIONI DELLO SPECIALISTA E TUTTE LE ISTRUZIONI

REPORTATI SULLE ETICHETTE PER UN USO CORRETTO DELLE LENTI A CONTATTO.

EVENTUALI PROBLEMI AGLI OCCHI, COMPRESI LE ULCERE CORNEALI, POSSONO SVILUPPARI RAPIDAMENTE E PORTARE ALLA PERDITA DELLA VISTA: IN CASO SI VERIFICANO I SEGUENTI DISTURBI:

- fastidio agli occhi
- lacrimazione eccessiva
- cambiamenti di visione
- perdita della vista
- arrossamento degli occhi
- o altri problemi agli occhi

RIMUOVERE IMMEDIATAMENTE LE LENTI E CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL

PROPRIO OCUISTA DI FIDUCIA.

- Le lenti ad uso giornaliero non sono indicate per l'uso notturno e si consiglia di non indossare le lenti durante il sonno.
- Non indossare le lenti a contatto in modo continuativo per più di 12 ore.
- Smaltire sempre le lenti quando vengono rimosse e tenere a disposizione lenti di ricambio o occhiali.
- Consultare lo specialista per quanto riguarda l'uso delle lenti a contatto in determinate condizioni climatiche o ambientali che possono causare irritazioni agli occhi.
- Consultare l'oculista o il medico se si è in gravidanza. In base alle condizioni fisiche personali, la dimensione della cornea potrebbe subire dei cambiamenti durante la gravidanza.
- Si noti che ci sono ulteriori rischi se si riutilizzano le lenti a contatto:
- La possibilità di infezione può aumentare e può portare a infezioni gravi, perdita della vista o cecità.
- È possibile che si verifichi un'offuscamento della vista a causa di una pulizia inadeguata della superficie della lente.

Le lenti possono essere danneggiate se vengono ripetutamente rimosse e reinserite.

Non riutilizzare la vecchia soluzione rimasta nel portante, poiché il riutilizzo della soluzione riduce l'efficacia della disinfezione delle lenti e può portare a gravi infezioni, perdita della vista o cecità.

La lente confezionata è immersa in una soluzione contenente acido borico, per evitare la contaminazione microbiologica. In caso di gravidanza, consultare il medico prima di indossare le lenti a contatto, poiché contengono acido borico.

* Prima di indossare le lenti a contatto, sciacciarle con una soluzione salina pulita.

* I borati, che comprendono l'acido borico e il borato di sodio, sono classificati come sostanze CMR di Categoria 1B quando la loro concentrazione supera lo 0,1% in peso. Tuttavia, questi composti sono considerati sicuri per l'applicazione se utilizzati in conformità alle indicazioni fornite nelle istruzioni.

PRECAUZIONI

Lo specialista dovrebbe istruire attentamente l'utente sulla manutenzione e sulle precauzioni di sicurezza.

Se la lente si attacca all'occhio (non si muove più), è necessario consultare **immediatamente** il proprio oculista.

- Lavare e sciaccare accuratamente le mani prima di maneggiare le lenti. Evitare di contaminare le lenti con il fango, gli spray o di indossare in prossimità di fumi nocivi. È preferibile indossare le lenti prima di dormire.
- Prestare attenzione a non graffiare le lenti, causando distorsioni della visione e/o lesioni agli occhi, soprattutto con le unghie.
- Seguire attentamente le istruzioni per la manipolazione, l'inserimento, la rimozione e l'uso riportate nelle Istruzioni per l'uso delle lenti a contatto morbide **ad uso giornaliero** e quelle prescritte dallo specialista.
- Non indossare mai le lenti oltre il periodo consigliato dallo specialista.
- La lente è stata sterilizzata e sigillata nella confezione fino all'apertura per l'uso. Non tentare di riutilizzare la lente per nessun motivo, anche se la lente non è stata aperta o utilizzata. Una sterilizzazione o riutilizzazione inadeguata può causare una perdita di liquido della confezione o il danneggiamento della lente, che può risultare in graffi alla cornea, irritazioni, sensazione di avere corpi estranei nell'occhio, infezioni o altre possibili condizioni anormali quando si indossa la lente danneggiata.
- Evitare tutti i vapori e i fumi nocivi o irritanti quando si indossano le lenti.
- Chiedere altre informazioni sull'uso delle lenti durante le attività sportive.
- Non utilizzare mai pinzette o altri strumenti per rimuovere le lenti dal contenitore, a meno che non siano specificamente indicati per questo uso. Versare la lente nella mano.
- Contattare sempre lo specialista prima di utilizzare qualsiasi farmaco negli occhi.
- Informare sempre il datore di lavoro che si indossano lenti a contatto. Alcuni lavori possono richiedere l'uso di dispositivi di protezione per gli occhi o di non indossare le lenti a contatto.
- Come per tutte le lenti a contatto, le visite di controllo sono necessarie per garantire la salute dei vostri occhi. Lo specialista raccomanderà la frequenza delle visite di controllo.
- Non condividere mai le lenti con altri utenti.

REAZIONI AVVERSE (PROBLEMA E RISOLUZIONE)

L'utente deve essere informato che possono verificarsi i seguenti problemi:

- Bruciore, prurito (irritazione) o altro fastidio agli occhi
- Maggiore fastidio rispetto a quando la lente è stata applicata per la prima volta sull'occhio
- Sensazione di presenza di qualcosa nell'occhio, come un corpo estraneo o una parte graffiata
- Lacrimazione eccessiva
- Secrezioni insolite
- Arrossamento degli occhi
- Riduzione della nitidezza della vista (minore acuità visiva)
- Visione offuscata, arcobaleni, aloni intorno agli oggetti
- Sensibilità alla luce (fotofobia)
- Sechezza degli occhi

Se si nota uno dei disturbi di cui sopra:

● Rimuovere immediatamente le lenti.

Se si fa fastidio il problema cessa, attendere naturalmente la lente. Se la lente è in qualche modo danneggiata, buttarla. Se si notano problemi, è necessario rimuovere immediatamente la lente. Se il problema o il fastidio cessano, gettare la lente e sostituirla con una nuova.

Se la lente è sporca o presenta un corpo estraneo, oppure se il problema cessa e la lente non appare danneggiata, è necessario pulire, risciacquare e disinfettare accuratamente le lenti, quindi reinserirle. Se il problema persiste, rimuovere immediatamente le lenti e consultare lo specialista.

Quando si verifica uno dei problemi sopra descritti, può essere presente una condizione grave come un'infezione, un'ulcera corneale, una neovascolarizzazione o un'irite. In tal caso è necessario non utilizzare la lente e a rivolgersi al proprio oculista per identificare immediatamente il problema e sottoporsi a un trattamento tempestivo per evitare danni gravi agli occhi.

ISTRUZIONI PER L'USO

Le confezioni di lenti sono individuali e sterili (sterilizzate a vapore).

NON utilizzare se il blister sterile è aperto o danneggiato.

Se la lente appare danneggiata o deformata, NON usarla e utilizzarne un'altra dalla confezione multipla.



1. Posizionamento della lente sull'occhio

- Lavare e sciaccare accuratamente le mani e asciugare bene con un asciugamano privo di fibre, pulito e asciutto prima di toccare le lenti.
- Verificare che la lente non sia capovolta appoggiandola sul dito indice e controllandone il profilo. La lente dovrebbe avere una forma naturale, curva e simile a una scodella.
- Posizionare la lente sulla punta dell'indice destro o sinistro pulito e asciutto. Avvicinare il dito medio della stessa mano alle guance e tirare la palpebra inferiore verso il basso.
- Utilizzare le dita dell'altra mano per sollevare la palpebra superiore.
- Posizionare la lente direttamente sull'occhio (cornea) e allontanare delicatamente il dito dalla lente.
- Guardare in basso e rilasciare lentamente la palpebra inferiore.
- Guardare dritto e rilasciare lentamente la palpebra superiore.
- Stettere delicatamente le palpebre. Se si riscontrano problemi, rimuovere immediatamente le lenti e contattare lo specialista di fiducia.

2. Centratura della lente

Se la lente non è centrata sull'occhio, per centrarla seguire una delle procedure descritte di seguito.

a. Chiudere le palpebre e massaggiare delicatamente la lente per spostarla in posizione attraverso le palpebre chiuse.

b. Prendendo con le dita sulla palpebra superiore o inferiore, spostare delicatamente la lente decentrata sulla cornea con l'occhio aperto.

3. Rimozione della lente

Lavare, sciaccare e asciugare accuratamente le mani.

Attenzione: Assicurarsi sempre che la lente sia sulla cornea prima di tentare di rimuoverla.

Seguire semplicemente le procedure consigliate dallo specialista.

Metodo del pizzico

a. Guardare in alto; far scorrere la lente verso la parte inferiore dell'occhio usando l'indice.

b. Pizzicare delicatamente la lente con il pollice e l'indice.

c. Rimuovere la lente.

d. Rimuovere l'altra lente seguendo la stessa procedura.

Il metodo corretto per smaltire le lenti a contatto usate è gettarle nel cestino.

SEGNALAZIONI DI REAZIONI AVVERSE (effetti collaterali)

Qualsiasi reazione grave che si verifichi durante l'uso delle lenti a contatto CONTACTA DAILY SILICONE HYDROGEL SI-HY deve essere segnalata al produttore e/o al suo rappresentante autorizzato e/o alle autorità nazionali.

È essenziale seguire le indicazioni del proprio oculista in merito a un eventuale aumento graduale del tempo di utilizzo delle lenti a contatto.

LEGENDA DEI SIMBOLI

Sull'etichetta o sulla confezione possono essere utilizzati i seguenti simboli.

Simbolo	Definizione	Simbolo	Definizione
	Consultare le istruzioni per l'uso		Limite della temperatura di utilizzo
	Attenzione		Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Prodotto		Blocco UV
	Data di scadenza		Marchio CE a numero di identificazione organismo notificato
	Codice lente		Rappresentante autorizzato sulla Comunità europea
	Sterilizzato a vapore		Dispositivo medico
	DIA (mm) (Diametro (Puntia 2) in millimetri)		Identificatore univoco del dispositivo
	BC (mm) (Curva base (Puntia 2) in millimetri)		Contenitore sostanze pericolose
	PWR (mm) (Stato (Puntia 2) in millimetri (e potere della lente a contatto))		Non riutilizzare
	Non riutilizzare		Data di produzione
	Disinfettante		Sistema di barriera sterile singolo
	QR Code		Importante

EC REP

Emgo Europe B.V.
Westervoortseijk 60, 6827 AT Arnhem, The Netherlands.



Visco Technology Sdn. Bhd.
2686, Jalan Todak, Seberang Jaya,
13700 Prai, Penang, Malaysia.
www.viscocomvision.com.my/en/



Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) - Italia



Versione: 2.0 Data: Apr 2024



The Soft Contact Lens is daily wear contact lens prescribed for frequent replacement. They are different from the rigid contact as they are more soft and flexible.

STCONDL SIHY/A